



# "Microplastics"

## Environmental Pollution

PRESENTED BY

**Ratimarth Bunlorm**


GC GCMS Product Specialist

- Microplastics (MPs)
- Analytical Method for MPs
- Microplastic Analysis by TD-GC/MS
- Microplastic Analysis by Py-GC/MS

# Microplastics (MPs)

Microplastics are any type of plastic polymer

less than 5 mm in length\*



\*Source: NOAA

## Primary MPs

Particles designed for commercial use

## Secondary MPs

Particles that result from the breakdown of larger plastic items


# Fate and pathways of MPs



in food




in water



Sea

Land

Adapted from W.C. Li, H.F. Tse, L. Fok, *Plastic waste in the marine environment: a review of source, occurrence and effects*, *Sci. Total Environ.* 566-567 (2016) 333-349.




## Exposure routes of MPs in body

- Inhalation
- Ingestion
- Dermal contact

## Effect of MPs in human

- Translocation to distant tissues
- Disruption of immunity
- Metabolism alteration
- Oxidative stress
- Cytotoxicity
- Neurotoxicity
- Carcinogenicity
- Reproductive toxicity



MPs effect related research trends on human.

Source: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2022.827289/full>

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning

หน้าหลัก [เกี่ยวกับเรา](#) [ข่าวประชาสัมพันธ์](#)

หน้าหลัก > ข่าวสิ่งแวดล้อม > 8 พฤษภาคม 2563 ไมโครพลาสติกใน...

[ข่าวสิ่งแวดล้อม](#)

## 8 พฤษภาคม 2563 ไมโคร...

โดย [กลุ่มงานติดตามประ...](#) - เมื่อ 8 May 2020

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning

หน้าหลัก [เกี่ยวกับเรา](#) [ข่าวประชาสัมพันธ์](#) [กฎหมายที่เกี่ยวข้อง](#) [บริการประชาชน](#) [คลังความรู้](#) [เช็คเมล](#) [☺ ประเด็นความพึงพอใจ](#)

หน้าหลัก > ข่าวสิ่งแวดล้อม > 9 มกราคม 2564 งานวิจัยพลาสติกที่น่าสะพรึง! พบไมโครพลาสติกในรกของหญิงตั้งครรภ์

[ข่าวสิ่งแวดล้อม](#)

## 9 มกราคม 2564 งานวิจัยพลาสติกที่น่าสะพรึง! พบไมโครพลาสติกในรกของหญิงตั้งครรภ์

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning

หน้าหลัก [เกี่ยวกับเรา](#) [ข่าวประชาสัมพันธ์](#)

หน้าหลัก > ข่าวสิ่งแวดล้อม > 23 พฤศจิกายน 2563 มลภาวะ...

[ข่าวสิ่งแวดล้อม](#)

## 23 พฤศจิกายน 2563...

โดย [กลุ่มงานติดตามประ...](#) - เมื่อ 23 November 2020

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning

หน้าหลัก [เกี่ยวกับเรา](#) [ข่าวประชาสัมพันธ์](#) [กฎหมายที่เกี่ยวข้อง](#) [บริการประชาชน](#) [คลังความรู้](#) [เช็คเมล](#) [☺ ประเด็นความพึงพอใจ](#)

หน้าหลัก > ข่าวสิ่งแวดล้อม > 28 มีนาคม 2565 พบไมโครพลาสติกในเลือดมนุษย์ครั้งแรก! เพิ่มความกังวลผลกระทบต่อสุขภาพ


[ข่าวสิ่งแวดล้อม](#)

## 28 มีนาคม 2565 พบไมโครพลาสติกในเลือดมนุษย์ครั้งแรก! เพิ่มความกังวลผลกระทบต่อสุขภาพ


โดย [กลุ่มงานติดตามประ...](#) - เมื่อ 28 March 2022 - 163

- **UN:** Commissioned a report - *Legal Limits on Single-Use Plastics and Microplastics: A Global Review of National Laws and Regulations*
- **Europe:** ECHA's Committee for Risk Assessment (RAC) currently in a consultation period. Expected to amend REACH Annex XV to include some MPs.
- **WHO:** Released report in 2019, covers risk to human health, identifies knowledge gaps, recommendations for management actions.
- **ISO/CD 24187:** "Principles for the development of standards for investigation procedures of plastics in environmental matrices and related materials"
- **ASTM WK67788:** New Test Method for Identification of Microplastic Particles and fibres in Municipal Wastewater.










Pattern diagram of typical polymeric material



- : Additives
- : Polymer
- : Inorganics

1. Thermal Desorption, TD




Heat energy

2. Pyrolysis, Py


- Evolved VOCs are separated and analyzed.
- Marker compounds used to identify the presence, and measure the concentration, of specific plastics.

# Thermal desorption (TD)-GC/MS

- Thermal desorption is arguably the world's most versatile, readily-automated injector mechanism for gas chromatography.
- An alternative to solvent extraction for measuring VOC and SVOC compounds in many different sample matrices – solids, liquids or gases



Pattern diagram of typical polymeric material



● : Additives


— : Polymer

● : Inorganics

# Sample Preparation for analysis MPs (PET) in drinker water



DiffLok caps



- Hundreds of mL to liters of water are filtered
- The filter is then washed with multiple reagents to remove organic matter
- Dried filter is then placed directly into an empty thermal desorption tube for analysis



Filtering  
0.2µm quartz filter



Washing  
with reagents



Drying  
30min at 100°C



Quick Preparation  
filter into TD-tube



Direct Desorption at  
320°C

1 h  
Sample  
preparation  
time

30 mins  
analytical cycle



# Polyethylene terephthalate (PET) in water

Identify marker compounds for PET by TD-GC-MS analysis of standard pellets.



- 2,4-di-tert-butylphenol (2,4-DTBP) used as quantitation marker
- Tetrahydrofuran is used to confirm presence of PET

Create calibration curve to quantify PET in samples

- Mass of PET vs DTBP peak area




# Identification of marker compounds for the four polymer standards displayed




Polymer	Marker compound	Degradation process
Nylon-6	Caprolactam	Depolymerisation of caprolactam
PET	2,4-DTBP	PET glass transition
Polystyrene	Styrene	Depolymerisation of styrene
PVC	Benzene	Dehydrochlorination process of PVC

# Pyrolysis and pyrolyzates of polymeric materials




# Pyrograms of typical polymers


Polyethylene




Polypropylene



Polystyrene




Higher methacrylate copolymer



Pyrogram  
fingerprint

Pattern diagram of typical polymeric material



- : Additives
- : Polymer
- : Inorganics



## MPs in Sediment

Mass reduction by Sieving



Density separation

( $\text{Na}_2\text{WO}_4$ , NaCl, NaI,  $\text{ZnCl}_2$  aq soln.)



Remove of nature debris from the MPs surface (Chemical;  $\text{H}_2\text{O}_2$ , enzymatic)



Py-GC/MS Analysis

## MPs in Water


Sampling with a plankton net (ca. 0.3 mm)



Mass reduction by Sieving



Remove of nature debris from the MPs surface (Chemical;  $\text{H}_2\text{O}_2$ , enzymatic)



## Easily identify and quantify unknown microplastic (MPs)



- Quick identification of polymer types for unknown MPs by a patented search algorithm\*
- Automatic creation of calibration curve and quick quantification
- Library for 12 commonly used polymers

\*Japan Patent #6683335



## Automate qualification and quantification work

1. Search marker peaks for each polymer
2. Quantify each polymer based on calibration curve



# Results of Qual/Quant

Library Match Quality

(%) Plastic Name

Polymer	Prob. [%]	Qty [ug]	Ratio [%]	Area	RT [m...]	LOQ [ug]
PE	99.5	11.20	42.5	31420	16.36	7.60
PVC	92.5	9.355	35.5	146285	10.57	2.70
PET	7.8	2.562	9.73	21353	14.10	1.20
SBR	18.8	0.917	3.48	7107	11.50	1.30
PP	89.9	0.691	2.62	4116	6.46	3.90
PS	98.2	0.601	2.28	75144	21.33	0.51
PMMA	99.2	0.375	1.42	39050	4.82	0.69
PU	96.1	0.276	1.05	81556	18.01	0.69
ABS	57.6	0.150	0.57	2697	18.02	0.76
N66	94.1	0.138	0.52	6349	6.23	0.55
N6	61.6	0.058	0.22	3745	11.50	0.23
PC	69.5	0.018	0.07	5027	11.24	0.67
			(100)			


Quant Result (µg)

Relative Amount (%)

Peak Area

Bar graph of Relative Amount

(%)



- GC/MS technique can analysis MPs in all particle size is only limited by the size of filter chosen
- TD-GC/MS and PY-GC/MS Simple sample preparation workflows that can be applied to wide ranging sample types. And large sample sizes for enhanced repeatability and sensitivity.
- TD-GC/MS technique can identification and quantification of MPs and provides simultaneous information on targets and non-targets compounds. Additional toxicity information and source profiling.
- Py-GC-MS technique provides detailed information about polymers, additives, and even contaminants.
- Py-GC/MS technique And Software F-Search MPs can identification and quantification of MPs is rapid and automated.



ติดตามกิจกรรมของทางบริษัทได้ที่



[www.scispec.co.th](http://www.scispec.co.th)



[/scispec](https://www.facebook.com/scispec)



[@scispec](https://www.line.me/@scispec)



[crm@scispec.co.th](mailto:crm@scispec.co.th)



**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

**MARKES**  
international



**GAS**

**CTC Analytics**



**908devices**

**YOUR SCIENTIFIC SPECIALIST**