

การวิเคราะห์หาปริมาณสารตกค้างในสินค้าทางการเกษตร

Vichanee Sornsua
GCMS Product Specialist



ประเทศไทยกับภาคอุตสาหกรรมเกษตร



อุปสรรคทางการเกษตร

ศัตรูพืช


แมลงจำพวกกัดกินใบ



แมลงจำพวกดูดน้ำเลี้ยง




แมลงจำพวกหน้ำดิน



แมลงจำพวกกัดกินราก



แมลงจำพวกทำให้เกิดปุ่มหรือปม



➤ คู่มือเกษตรกร “รู้ไว้ใช้จริง”



สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

Pesticides

Organochlorine

Aldrin

Dieldrin

Endosulfan

Endrin

Chlordane

DDT


Heptachlor

Kepone

Lindane

Mirex

Toxaphene



Organophosphate

Mevinphos

Parathion

Parathion-methyl

Ethion

Etrimfos

Fenitrothion

Formothion

Methacrifos



Naled

Acephate

Azamethiphos

Bromophos

Malathion



Carbamate

Aldicarb

Bendiocarb

Benfuracarb

Carbaryl

Carbofuran

Methiocarb

Pyrethroid

Allerthrin

Bifenthrin

Cyfluthrin


Cypermethrin

Deltamethrin

Esfenvalerate


Fenpropathrin

Fenvalerate




Fipronil

Fipronil



Amitraz

Amitraz



สารเคมีทางการค้า

- ระดับพิษของสารฆ่าศัตรูพืชตามองค์การอนามัยโลก

ระดับความเป็นพิษ (Class)	ระดับความเป็นพิษที่ทำให้หนูทดลองตาย 50%(แอลดี 50) สำหรับหนู (มก./กก. น้ำหนักตัว)			
	ทางปาก		ทางผิวหนัง	
	ของแข็ง (สูตรผง, เม็ด)	ของเหลว (สูตรของเหลว)	ของแข็ง (สูตรผง, เม็ด)	ของเหลว (สูตรของเหลว)
1A พิษร้ายแรงมาก	5 หรือน้อยกว่า	20 หรือน้อยกว่า	10 หรือน้อยกว่า	40 หรือน้อยกว่า
1B พิษร้ายแรง	มากกว่า 5 ถึง 50	มากกว่า 20 ถึง 200	มากกว่า 10 ถึง 100	มากกว่า 40 ถึง 400
2 พิษปานกลาง	มากกว่า 50 ถึง 500	มากกว่า 200 ถึง 2000	มากกว่า 100 ถึง 1000	มากกว่า 400 ถึง 4000
3 พิษน้อย	มากกว่า 500	มากกว่า 2000	มากกว่า 1000	มากกว่า 4000

กลุ่ม Carbamate
สารประกอบทางเคมี Carbosulfan

แถบสีแสดงความเป็นพิษของวัตถุอันตรายทางการเกษตร

แถบสีบนฉลากด้านซ้าย แสดงคำเตือนในการใช้และการระมัดระวังถึงอันตราย

แถบสีบนฉลากตรงกลาง แสดงเครื่องหมาย และข้อความคำเตือน แสดงความเป็นอันตราย

แถบสีบนฉลากด้านขวา แสดงการใช้ การชำระล้างร่างกาย การเป็นพิษต่อปลาและสัตว์น้ำ

ระดับความเป็นพิษ ชั้น 1 เอ พิษร้ายแรงมาก

ระดับความเป็นพิษ ชั้น 1 บี พิษร้ายแรง

ระดับความเป็นพิษ ชั้น 2 พิษปานกลาง

ระดับความเป็นพิษ ชั้น 3 พิษน้อย





เอกสารวิชาการเกษตร

คำแนะนำ

การป้องกันกำจัดแมลง-สัตว์ศัตรูพืช
อย่างปลอดภัย...จากงานวิจัย

2563



สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
กรมวิชาการเกษตร

ISBN.....

- ✓ คำแนะนำการใช้ สารเคมีกำจัดแมลงอย่างปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และสภาพแวดล้อม
- ✓ พิษและอันตรายของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
- ✓ เพิ่มเติมความรู้การป้องกัน กำจัดแมลง-สัตว์ศัตรูพืช อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ✓ ให้คำแนะนำการใช้สารกำจัดแมลงแบบ หมุนเวียน ตามกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์เพื่อชะลอปัญหาความต้านทาน



สัญลักษณ์ตัว Q สีเขียว ตรารับรอง GAP (Good Agriculture Practices–การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม) ตรวจสอบและรับรองโดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นไปที่วิธีการผลิตของเกษตรกร สามารถใช้สารเคมีได้ แต่ต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค



มาตรฐานสำหรับการส่งออกผักผลไม้สดซึ่งจำเป็นต้องขอการรับรอง GAP พืชอาหาร ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นมาตรฐานบังคับสำหรับการส่งออกในบางประเทศ โดยเฉพาะประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป ข้อกำหนดมาตรฐานจะเกี่ยวข้องกับคุณภาพ ความปลอดภัยสินค้า การสอบกลับ สุขอนามัยในแปลง การจดบันทึกเป็นต้น ซึ่งผู้ต้องการใบรับรอง



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นการรับรองที่ปลายทางว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้ผ่านระบบการสุ่มตรวจสอบสารพิษตกค้างที่ได้มาตรฐาน

Thai Maximum Residue Limits (MRL)

บัญชีหมายเลข 1 ท้ายมาตรฐานสินค้าเกษตร



มาตรฐานสินค้าเกษตร

มกษ. 9002-2556

THAI AGRICULTURAL STANDARD

TAS 9002-2556

สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด


PESTICIDE RESIDUES : MAXIMUM RESIDUE LIMITS

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg)
คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	คลอร์ไพริฟอส	กระเจี๊ยบเขียว	0.5
		กล้วย	2
		ข้าวเปลือก	0.5
		ข้าวสาร	0.1
		เครื่องเทศกลุ่มเมล็ด	5
		เครื่องเทศกลุ่มผล	1
		เครื่องเทศกลุ่มราก	1
		เงาะ	0.5
		ถั่วเหลืองเมล็ดแห้ง	0.1
		ถั่วเหลืองฝักสด	1
		ปาล์มน้ำมัน	0.05

หอมใหญ่	0.2
เนื้อโค กระบือ	1 (ไขมัน)
เนื้อแกะ แพะ	1 (ไขมัน)
เครื่องในโค กระบือ	0.01
เครื่องในแกะ แพะ	0.01
เนื้อสุกร	0.02 (ไขมัน)
เครื่องในสุกร	0.01
เนื้อสัตว์ปีก	0.01 (ไขมัน)
เครื่องในสัตว์ปีก	0.01



Thai MRL vs Codex and EU


ลำดับ ที่	สินค้าเกษตร	สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ¹²	MRLs (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)			หมายเหตุ
			โคเด็กซ์ ¹³	ไทย ¹⁴	สหภาพ ยุโรป ¹⁵	
1	ข้าวสาร (codex- rice polished, EU-rice)	2, 4 ดี (2, 4-D)	ไม่กำหนด	0.1	0.05*	สหภาพยุโรป - กำหนด สารพิษตกค้างในข้าวสารไว้ 452 ชนิด และสารพิษชนิดใดไม่ได้ กำหนด MRLs ไว้ให้ใช้ค่า 0.01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เป็น มาตรฐาน (*) ปริมาณต่ำสุดของการ ตรวจวิเคราะห์
		คลอไพริฟอส (chlorpyrifos)	ไม่กำหนด	0.1	0.05*	
		คาร์บาริล (carbaryl)	1	1	1	
		คาร์เบนดาซิม / เบนโนมิล (carbendazim /benomyl)	ไม่กำหนด	2	0.01*	
		คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)	ไม่กำหนด	0.2	0.05*	
		คาร์โบฟูราน (carbofuran)	ไม่กำหนด	0.1	0.02*	
		ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates)	ไม่กำหนด	0.05	0.05*	
		ไดควอท (Diquat)	0.2	ไม่กำหนด	0.05*	
		ฟลูโตลานิล (Flutolanil)	1	ไม่กำหนด	2	
		พาราควอท (paraquat)	ไม่กำหนด	0.1	0.05	
		พิริมีฟอสเมทิล (pirimiphos-methyl)	ไม่กำหนด	7	5	
		เฟนิโทรไทออน (fenitrothion)	ไม่กำหนด	1	0.05*	




MRL > 0.01 mg/kg

Instrument for analysis pesticide

Comprehensive monitoring of pesticide residues



GC good LC not (GC-G LC-N)	GC good LC bad (GC-G LC-B)	GC bad LC not (GC-B LC-N)	GC bad LC bad (GC-B LC-B)	GC good LC good (GC-G LC-G)	GC bad LC good (LC-G GC-B)	GC not LC good (LC-G GC-N)
Endosulfan, sum	Procymidone	Captan/Folpet	Iprodione	Cyprodinil	Dimethoate, Omethoate	Carbendazim, sum
Brompropylate	Vinclozolin	Chlorothalonil	Dicloran	Fludioxonil	Triadimefon, Triadimenol	Imidacloprid
Chlorfenapyr	Fenitrothion	Dicofol	Oxyfluorfen	Chlorpyrifos	Imazalil	Spinosad
Tetradifon	Tolclofos-methyl			Tolyfluanid	Difenoconazole	Thiacloprid
Chlorthal-dimethyl	Acrinathrin			Myclobutanil	Dimethomorph	Fenbutatin oxide
...
18 pesticides	9 pesticides	3 pesticides	3 pesticides	126 pesticides	46 pesticides	71 pesticides



Performance of the Instrument.



MRL \geq 0.01 mg/kg

Quantitative of Pesticide Residues in Fruits by LC-MS/MS



APPLICATION NOTE 73021

- 160 Compound

Liquid chromatography method

Instrumentation: Vanquish Flex UHPLC

Column: Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ (100 mm × 2.1 mm × 1.9 μm) (P/N 25002-102130)

Sample compartment temp.: 10 °C

Column oven temp.: 25 °C

Injection volume: 5 μL

Mobile phase: A: 2 mM ammonium formate + 0.1% formic acid in water/ acetonitrile (90:10, v/v)
B: 2 mM ammonium formate + 0.1% formic acid in water/ acetonitrile (10:90, v/v)

Total run time: 18.0 min

Gradient program:	Time	Flow Rate	%B	Curve
	0.000	0.400	1	5
	1.500	0.400	1	5
	5.000	0.400	50	5
	8.500	0.400	95	5
	13.500	0.400	95	5
	14.000	0.400	1	5
	18.000	0.400	1	5

Sr. No	Compound	RT (min)	Polarity	Precursor (m/z)	Product Ion (m/z)	Collision Energy (V)
1	3-Hydroxycarbofuran	4.41	Positive	238.1	163	19
		4.41	Positive	238.1	181	15
2	Acephate	4.70	Positive	184.1	49	35
3	Acetamidipid	4.70	Positive	184.1	143	11
		4.85	Positive	223	99	53
		4.85	Positive	223	126	29
4	Aldicarb sulfone**	1.90	Positive	240.1	86.2	28
		1.90	Positive	240.1	148.2	19
5	Ametryn	5.75	Positive	228.1	96	35
		5.75	Positive	228.1	186.1	25
6	Aminocarb	0.74	Positive	209.1	137.1	33
		0.74	Positive	209.1	152	19
7	Amitraz*	8.15	Positive	294.2	91.2	57
		8.15	Positive	294.2	148.3	22
8	Avermectin B1a	9.51	Positive	890.5	305	35
		9.51	Positive	890.5	567.5	17
9	Azoxystrobin	7.38	Positive	404.1	344.1	33
		7.38	Positive	404.1	372.1	19
10	Benalaxyl*	8.12	Positive	326.2	148.1	29
		8.12	Positive	326.2	294.1	15
11	Bendiocarb	6.81	Positive	224.1	109	33
		6.81	Positive	224.1	167.1	15
12	Benzoximate	8.71	Positive	364	105	31
		8.71	Positive	364	199	11
13	Bifenazate*	7.64	Positive	301.1	170.1	27
		7.64	Positive	301.1	198.1	13
14	Bitertanol	7.75	Positive	338.2	70	29
		7.75	Positive	338.2	269.2	13




Figure 1. Total ion chromatograms with overlay extraction ions (160 compounds) in a single window







Figure 3. (A) Extracted ion chromatogram (XIC) for quantifier ion of dimethoate (B), identification based on selection confirmed with ion ratio, and (C) calibration curve

Confident analysis of ultra-trace pesticides residues in baby food using triple quadrupole GC-MS



TRACE 1610 GC parameters	
TRACE 1610 GC parameters	
iConnect PTV parameters	
Injection temperature (°C)	70
Liner	PTV 6 baffle Siltek™ liner (P/N 453T2120)
Injection mode	Splitless
Injection time (min)	0.1
Transfer rate (°C/s)	5.0
Transfer temperature (°C)	300
Transfer time (min)	2.00
Cleaning rate (°C/s)	14.5
Cleaning temperature (°C)	320
Cleaning time (time)	5.00
Cleaning split flow (mL/min)	75
Post cycle temperature	Maintain
Split flow (mL/min)	50
Septum purge flow (mL/min)	5, constant
Carrier gas, flow (mL/min)	He, 1.2

TRACE 1610 GC parameters	
Oven temperature program	
Temperature (°C)	80
Hold time (min)	0.5
Rate (°C/min)	50
Temperature 2 (°C)	190
Rate (°C/min)	6
Temperature 3 (°C)	300
Hold time (min)	5
GC run time (min)	37.70
Column	
Trace GOLD TG-5SilMS	30 m, 0.25 mm, 0.25 µm (P/N 26096-1420)
TSQ 9610 Mass Spectrometer parameters	
Transfer line temperature (°C)	250
Ion source type and temperature (°C)	NeverVent AEI, 320
Ionization type	EI
Emission current (µA)	50
Electron energy (eV)	50
Aquisition mode	timed-SRM
Tuning parameters	AEI SmartTune
Collision gas and pressure (psi)	Argon at 70




- Linearity Range 0.05 to 500 µg/kg

Number	Pesticide	Calibration range (µg/kg)	AvCF %RSD	R ²	IDL (fg OC)	LOD (µg/kg)
1	Allidochlor	0.5–500	7.5	0.9987	112	0.112
2	Dichlobenil	0.05–500	8.0	0.9985	6	0.006
3	Biphenyl	0.05–500	14.7	0.9949	16	0.016
4	Mevinphos	0.05–500	9.6	0.9979	11	0.011
5	3,4-Dichloroaniline	0.05–500	6.7	0.9990	13	0.013
6	Etridiazole (Terrazole)	0.05–500	11.7	0.9970	34	0.034
7	Pebulate	0.5–500	7.4	0.9987	90	0.09
8	N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide	0.05–500	10.6	0.9966	15	0.015
9	Methacrifos	0.05–500	5.9	0.9991	23	0.023

Pesticide analysis


Preparation Time : 1.0 hr. -----> Analysis Time : 20 min.
Total : 1 hr. 20 min./sample

Sample Preparation




QuEChERS
Extraction and Cleanup

Analysis



Analysis of 122 pesticide residues by GC-MS/MS



Triple Quadrupole Mass Spectrometer (GC-MS/MS)




Analyzer Mode

- Full scan
- SIM
- SRM/MRM

SRM

Selectivity ↑

Sensitivity (S/N) ↑






- ✓ Unknown screening
- ✓ Low level Quantitative
- ✓ Pesticide
- ✓ PAHs
- ✓ Dioxin (Screening)




GC-MS Component

- 1) Carrier Gas
- 2) Injector
- 3) GC Oven
- 4) Detector (MS)
- 5) Data Readout




Triple Quadrupole Mass Spectrometer (GC-MS/MS)



Q1 selects the *precursor ion*


Argon Collision Gas

Q3 selects the *product ion*





Confident Result from SRM


- Fullscan




- SRM




Result from SRM



283.8 -> 248.8@cid18.00




283.8 -> 213.8@cid30.00



285.8 -> 250.8@cid18.00

Peak	Passed	Target Ratio	Ratio
T1	●	100.00	N/A
T1C1	●	81.31	86.04
T1C2	●	63.54	66.67




Linearity Range: 5 – 500 ng/kg

Analysis of 122 pesticide residues by GC-MS/MS



- MS condition

Name	RT	Parent Mass	Product Mass	CE
Methamidophos	4.33	141.0	64.0	18
Methamidophos	4.33	141.0	79.0	20
Methamidophos	4.33	141.0	94.8	8
Dichlorvos	4.42	109.0	79.0	6
Dichlorvos	4.42	185.0	93.0	12
Dichlorvos	4.42	186.9	93.0	12
Mevinphos	5.90	127.0	95.0	14
Mevinphos	5.90	127.0	109.0	10
Mevinphos	5.90	192.0	127.0	10
Acephate	6.00	136.0	42.1	8
Acephate	6.00	136.0	94.0	12
Acephate	6.00	95.1	79.0	10
Acephate	6.00	95.1	80.0	5
Methacrifos	6.68	125.0	79.0	8
Methacrifos	6.68	180.0	93.0	10
Methacrifos	6.68	240.0	180.0	10



- โครมาโทแกรมของสารเคมีปราบศัตรูพืช 122 ชนิดที่วิเคราะห์ด้วย GC-MS/MS

Gas Chromatograph (GC) Trace 1610


Mass spectrometer (MS) TSQ 9610

Auto sampler Triplus RSH Smart

Software Tracefinder 5.2 EFS

- 122 compound

- LOD < 1 ppb



Analysis of 122 pesticide residues by GC-MS/MS

การตั้งค่าเครื่อง GC

Carrier Gas	He, Constant Pressure 15 psi
Injector	Programmable Temperature Vaporizing (PTV)
PTV Temp. Program	80 °C, 0.10 min, 5 °C/s to 300 °C
Split/Splitless Mode	Splitless, Splitflow 30 mL/min at 0.8 min
Column	DB-5MS (30 m, 0.25 mm, 0.25 µm)
Transfer Line Temp.	280 °C
Oven Program	70 °C, 1 min, 50 °C/min to 150 °C 6 °C/min to 200 °C 16 °C/min to 280 °C, 8.5 min 50 °C/min to 300 °C, 0.5 min

การตั้งค่าเครื่อง MS


Source Temperature	280 °C
Emission Current	50 µA
Ionization Mode	EI, 70 eV
Collision Gas:	Ar
Cycle Time	30 min
Acquisition Mode	Timed-SRM (ตั้งค่าตามตารางที่ 1)



Name	RT	Parent Mass	Product Mass	CE
Methamidophos	4.33	141.0	64.0	18
Methamidophos	4.33	141.0	79.0	20
Methamidophos	4.33	141.0	94.8	8
Dichlorvos	4.42	109.0	79.0	6
Dichlorvos	4.42	185.0	93.0	12
Dichlorvos	4.42	186.9	93.0	12
Mevinphos	5.90	127.0	95.0	14
Mevinphos	5.90	127.0	109.0	10
Mevinphos	5.90	192.0	127.0	10
Acephate	6.00	136.0	42.1	8
Acephate	6.00	136.0	94.0	12
Acephate	6.00	95.1	79.0	10
Acephate	6.00	95.1	80.0	5
Methacrifos	6.68	125.0	79.0	8
Methacrifos	6.68	180.0	93.0	10
Methacrifos	6.68	240.0	180.0	10

Sample Preparation

QuEChERS (pronounced “catchers”), an acronym for Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe, covers a variety of sample preparation and clean-up techniques for the analysis of multiple pesticide residues in agricultural matrices.




Materials required:

- Thermo Scientific HyperSep Dispersive SPE Pre-packed Extraction Tubes
 - Thermo Scientific HyperSep Dispersive SPE Clean-up Tubes
 - Acetonitrile, 15 mL/sample
 - Surrogate and internal standard
- Centrifuge and rotor for the tubes used, minimum 3700 RPM

QuEChERS solutions

QuEChERS workflow



The QuEChERS workflow is typically a four-step process: sample homogenization, extraction with salts, followed by SPE clean-up, and analysis by GC-MS or LC-MS. While the basic procedure is more or less standardized, there are an increasing number of chemistry variations to meet different application requirements.



QuEChERS solutions

Whichever QuEChERS method you're using, we've got you covered

Original

(Anastassiades et al, 2003):
developed for non-base-sensitive compounds, using sodium chloride to reduce polar interferences and enhance extraction

AOAC

(AOAC 2007.01):
uses sodium acetate as a buffer instead of sodium chloride and is compatible with base-sensitive compounds

European

(EN 15662):
similar to the AOAC method, but uses sodium chloride to minimize polar interferences, and sodium citrate dihydrate and disodium citrate sesquihydrate instead of sodium acetate

Thermo Scientific QuEChERS Extraction Pouch EN Method

4 g Magnesium Sulfate 1 g Sodium Chloride
1 g Trisodium Citrate Dihydrate
0.5 g Disodium Hydrogencitrate Sesquihydrate



EN method clean-up kits

clean-up		Description
		General fruits and vegetables
		EN clean-up kit, prefilled 2 mL tubes with 150 mg MgSO ₄ , 25 mg PSA
		EN clean-up kit, prefilled 15 mL tubes with 900 mg MgSO ₄ , 150 mg PSA
		Pigmented fruits and vegetables
		EN clean-up kit, prefilled 2 mL tubes with 150 mg MgSO ₄ , 25 mg PSA, 2.5 mg GCB
		EN clean-up kit, prefilled 15 mL tubes with 900 mg MgSO ₄ , 150 mg PSA, 15 mg GCB
		Highly pigmented fruits and vegetables
		EN clean-up kit, prefilled 2 mL tubes with 150 mg MgSO ₄ , 25 mg PSA, 7.5 mg GCB
		EN clean-up kit, prefilled 15 mL tubes with 900 mg MgSO ₄ , 150 mg PSA, 45 mg GCB
		Fruits and vegetables with fats and waxes
		EN clean-up kit, prefilled 2 mL tubes with 150 mg MgSO ₄ , 25 mg PSA, 25 mg C18
		EN clean-up kit, prefilled 15 mL tubes with 900 mg MgSO ₄ , 150 mg PSA, 150 mg C18



What is the purpose of the chemicals?

- **MgSO₄**: removes residual water, and induces phase separation between water content in sample and acetonitrile layer
- **NaCl**: removes residual water, and induces phase separation between water content in sample and acetonitrile layer
- **NaOAc**: buffers the sample to stabilize pH
- **Disodium hydrogencitrate sesquihydrate**: buffers the sample to stabilize pH
- **Trisodium citrate dihydrate**: buffers the sample to stabilize pH
- **PSA**: removes free fatty acids and other acidic co-extractives
- **C18**: removes fats, sterols, and other non-polar interferences from sample
- **GCB**: removes pigment (not recommended for use with planar pesticides)


Analysis of ethylene oxide and 2-chloroethanol Residues in food using GC-MS/MS

Ethylene oxide residue definition in the EU: sum of ethylene oxide and 2-chloro-ethanol expressed as ethylene oxide Reg. (EU) 2015/868



Ethylene oxide

EO and its degradation products



Analysis of ethylene oxide and 2-chloroethanol Residues in food using GC-MS/MS

- Low detection limits required: The maximum residue level (MRL) depends on the commodity, and it ranges from 0.02 to 0.1 mg/kg
- EO is highly volatile:
 - Poorly retained chromatographically
 - Unstable and can be lost in vial via evaporation
- EO has a low molecular weight:
 - Difficult to determine selective SRMs
- Dry matrices:
 - Dirty extracts
 - Interferences can cause over estimation of results

Ethylene oxide

GC MS/MS method



- **TRACE 1610** gas chromatograph,
- **TSQ 9610** GC triple quadrupole and a Thermo Scientific™
- **TriPlus™ RSH** autosampler
- **TG-624SiIMS** (30m x 0.25mm x 1.40um)
- **GuardGOLD™** Capillary Columns (5m x 0.25mm)

Injector

Use this inlet

Temperature Settings

Enable temperature control

Temperature: 90 [0..450 °C]

Inlet Parameters

Operating mode: Split

Split flow control

Split flow: 5.0 [5.0..1250.0 ml/min]

Split ratio: 5

Spillover time: [0.00..300.00 min]

Purge flow control

Purge flow: 5.000 [0.500..50.000 ml/min]

Constant aspirum purge

Stop purge for: [0.00..300.00 min]

Surge pressure: [5.00..1000.00 kPa]

Surge duration: [0.00..300.00 min]

Vacuum compensation

Enable gas saver mode

Gas Saver Flow: 50.0 [5.0..500.0 ml/min]

Gas saver time: 1.50 [0.00..999.99 min]

Enable backflush

Backflush Start Time: [0.00..300.00 min]

Enable Custom Duration

Custom Duration: [0.00..300.00 min]

Set default values

PTV Ramp Settings

Pressure [kPa]	Rate [ml/min]	Temp [°C]	Time [min]	Flow [ml/min]	Back Flush
			0.80	50.0	
	12.0	250	10.00		

Injection: [] [] [] [] [] []

Evap: [] [] [] [] [] []

Transfer: [] [] [] [] [] []

Cleaning: [] [] [] [] [] []

Enable evaporation phase

Enable clean phase

Enable pressure ramp

Transfer delay time: 0.00 [0.00..300.00 min]

Post cycle temperature: Maintain

Display phase program plot

Utilities

Vapour volume calculator

Column flow calculator

Retention time alignment tool

Oven program

No	Retention time [min]	Rate [°C/min]	Target value [°C]	Hold time [min]
1	0.000	Run		
2	2.000	0.00	45.0	2.00
3	4.100	50.00	150.0	0.00
4	16.000	100.00	300.0	10.40
5		New Row		
6	16.000	StopRun		

Transfer line 250°C

Ion source temperature 270 °C


Mass transitions

Compound	CE	Transition
EtO	20	44 -> 14
EtO	5	44 -> 29
2CE	5	80 -> 31
2CE	5	80 -> 43
2CE-d4	5	84 -> 33
2CE-d4	5	86 -> 33




Analysis of ethylene oxide and 2-chloroethanol Residues in food using GC-MS/MS

Sensitivity of analysis




Analysis of ethylene oxide and 2-chloroethanol Residues in food using GC-MS/MS

Linearity for the analysis



Calibration curve for EO between 0.007 mg/kg to 16.5 mg/kg



Calibration curve for 2CE between 0.007 mg/kg to 16.5 mg/kg

Analysis of ethylene oxide and 2-chloroethanol Residues in food using GC-MS/MS

Conclusion

- Chromatography: the chromatographic method provided a very good retention of the analytes and separation from the matrix interferences
- The quantitation at MRL was easily achieved, even with 1 μ L injection volume showing excellent sensitivity
- The XLXR detector facilitates quantitation in a broad range on concentration showing good linearity between 0.007 – 16.5 mg/kg in the samples



Low-level consistent analysis of PBDEs in environmental and food matrices using triple quadrupole GC-MS/MS

Authors

Kjell Hope¹, Giulia Riccardino², Adam Ladak³, and Paul Slicock⁴

¹Pacific Rim Laboratories Inc., Canada

²Thermo Fisher Scientific, Milan, IT

³Thermo Fisher Scientific, Hemel Hempstead, UK

Keywords

Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs), food, environment, gas chromatography-mass spectrometry, GC-MS, triple quadrupole, TSQ 9610 mass spectrometer, NeverVent Advanced Ionization ion source (AEI), TRACE 1610 GC, programmable temperature vaporizing injector, PTV, AI/AS 1610

Goal

The aim of this application note is to demonstrate the performance of the Thermo Scientific™ TSQ™ 9610 triple quadrupole mass spectrometer coupled to the Thermo Scientific™ TRACE™ 1610 GC for the determination of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in environmental and food samples.

Introduction

PBDEs are classes of polybrominated hydrocarbons existing as mixtures of congeners with similar molecular structures but different chemical and physical properties (e.g., congeners with lower numbers of bromine atoms tend to be more volatile and to bioaccumulate more than higher brominated congeners).¹ Historically these compounds were widely used as flame retardants in a variety of products, such as plastics, furniture, upholstery, electrical equipment, electronic devices, textiles, and other household products, because of their capability to release bromine radicals that reduce both the rate of combustion and dispersion of fire when exposed at high temperatures.¹ These compounds enter the environment through emissions from manufacturing processes, volatilization from various products that contain PBDEs, recycling wastes, and leachate from waste disposal sites. They are considered ubiquitous persistent pollutants as they have been detected in the airborne particulate matter, bonded to sediments, surface water, fish, and other marine animals, and therefore represent a risk to human health. As a consequence, the use of certain toxic PBDEs with links to cancer and endocrine disruption (including penta-, tetra-, and deca-PBDE) have been prohibited, and are currently listed in the Stockholm Convention inventory of persistent organic pollutants.²



Authors

Richard Law¹, Alexander Schaechtele², Amit Gujar¹, Jiangtao Xing¹, and Cristian Cojocariu¹

¹Thermo Fisher Scientific, Runcorn, UK

²European Union Reference Laboratory (EURL) for Halogenated POPs in Feed and Food, Freiburg, Germany

³Thermo Fisher Scientific, Austin, Texas

⁴Thermo Fisher Scientific, Beijing, China

Keywords

Triple quadrupole GC-MS/MS, persistent organic pollutants, POPs, polychlorinated dibenzo-*p*-dioxins, polychlorinated dibenzo-*p*-furans, PCDD/Fs, dioxins, polychlorinated biphenyls, PCBs, confirmatory analysis, TSQ 9000, advanced electron ionization, AEI

Goal

To demonstrate the utility of the Thermo Scientific™ TSQ™ 9000 triple quadrupole GC-MS/MS system with Thermo Scientific™ Chromeleon™ Chromatography Data System (CDS) software for the routine and regulatory compliant analysis of polychlorinated dibenzo-*p*-dioxins and polychlorinated dibenzo-*p*-furans (PCDD/Fs), dioxin-like polychlorinated biphenyls (PCBs), and indicator PCBs in food and feed samples.

Introduction

Dioxins and dioxin-like compounds are highly toxic substances classed as persistent organic pollutants (POPs). Due to their high fat-solubility, dioxins accumulate in the fatty tissues of animals. As a result, more than 90% of human exposure to dioxins is through food, especially meat, dairy, fish, etc. Therefore, accurate monitoring of food and feed is essential to control dioxin uptake from the food chain.¹

In 2014 a change in European Commission regulations^{2,3} permitted gas chromatography-triple quadrupole mass spectrometry (GC-MS/MS) to be used as an alternative to gas chromatography-high resolution mass spectrometry (GC-HRMS) for confirmatory analysis and for the control of

Thank You

Q & A



 The world leader in serving science